

GUIA DE FAMILIARIZAÇÃO

Primeira ligação ao Bora connect®

1. Na abertura da sua conta, receberá um e-mail que contém um link para utilizar na primeira ligação. Pense em verificar os seus spams.
2. Ao clicar neste link, irá ativar a sua conta e definir a sua palavra-passe.
3. Depois de definir a sua palavra-passe, será redireccionado para a página de ligação da plataforma web. **Insira o seu nome de utilizador (que é o seu endereço de e-mail), a sua palavra-passe recém-definida e valide.**
4. Ao conectar-se pela primeira vez, deve seleccionar o código do seu país e inserir um número de telemóvel para ativar a AMF (autenticação de dois fatores). Irá receber imediatamente um SMS com um código de utilização única.
5. Insira o código de utilização única recebido por SMS. Esta autenticação de dois fatores será solicitada pelo menos uma vez por semana, ou quando se desconectar voluntariamente da Bora connect®.
6. Irá receber na plataforma um código de recuperação que poderá utilizar caso necessite de se conectar sem o seu telemóvel. Este código de recuperação apenas pode ser utilizado uma vez. Conserve-o num local seguro.
7. Última etapa antes de aceder à interface de Bora connect®, será necessário o seu consentimento em matéria de tratamento dos seus dados pessoais na plataforma Bora connect®.



Atribuir uma Bora band® a um novo paciente e iniciar uma sessão de telemonitorização

1. Crie um perfil de paciente na plataforma Bora connect®. Clique no botão «Adicionar» e, em seguida, **preencha as informações** relativas ao paciente. O paciente irá receber um e-mail de verificação e poderá configurar a sua conta.
2. **Atribua uma pulseira Bora band®** ao paciente a partir da plataforma Bora connect®. Ligue no botão  lado do nome do paciente para iniciar a telemonitorização.
3. Selecione o dispositivo de monitorização que será instalado no paciente e clique no botão «Seguinte».
4. Configure alertas para as medições do paciente que deseja monitorizar.
5. Verifique o dispositivo selecionado e a configuração dos alertas e confirme para iniciar a telemonitorização do paciente.



Consulte os dados clínicos dos seus pacientes online

Os dados comunicados pela Bora band® são a SpO2, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura cutânea, a atividade e o número de passos. Estão acessíveis na rubrica «paciente».

Os nossos algoritmos analisam em permanência a qualidade dos sinais medidos e mostram na plataforma unicamente as medidas para as quais garantimos a fiabilidade.

Salientamos que os dados são codificados e alojados num alojador certificado como alojador de dados de saúde (HDS).



Sistema de alerta / ajuda à visualização no painel de bordo: Como funciona?

É possível configurar alertas personalizados por paciente para identificar facilmente aqueles cujos sinais vitais se encontram fora dos limites parametrizados.


2 Tipos de alertas que podem ser ativados:

- **Alertas técnicos** não personalizáveis
- **Alertas clínicos** ligados à frequência respiratório, de frequência cardíaca e nível de oxigénio, personalizáveis quer em função de **um limite fixo** ou em função de **uma percentagem de variação relativamente à linha de base** do paciente.



Estes alertas surgem no painel de bordo sob a forma de símbolos indicadores luminosos que diferem em função dos parâmetros em questão:

	O alerta está associado a um problema técnico: Utilização da bracelete <60 % do tempo, baixo retorno de dados (> 30 em 48 h consecutivas), ausência de conexão durante 48 h.
	O alerta está associado ao nível de oxigénio do paciente.
	O alerta está associado à frequência cardíaca do paciente.
	O alerta está associado à frequência respiratória do paciente.




Podem fechar estes alertas ao clicar na linha do paciente em questão e depois no botão **ENCERRAR**. Será necessário um comentário para poder fechar o alerta.

Terminar uma sessão de telemonitorização com uma Bora band®

1. Garanta que os últimos dados foram comunicados à plataforma Bora connect®. Para isso, assegure-se de que o telemóvel do paciente está ligado à internet e que este está perto da sua Bora band®. De seguida, assegure-se de que o paciente está ligado ao Bora connect® e verifique que os últimos dados aparecem.
2. Pare a sessão de telemonitorização do paciente em curso ao clicar neste botão: **Terminar o teleacompanhamento**
3. Desinfete a pulseira e os seus acessórios.
4. Mude a pulseira têxtil.
5. Atualize o estado da pulseira certificando-se de que a desinfetou e que verificou a caixa na plataforma Bora connect®. A Bora band® ficará depois presente na lista de pulseiras disponíveis e poderá ser atribuída a um novo paciente.

Enquanto utilizador, para uma melhor experiência na plataforma, pense em:

- Assegurar previamente que as bora band® atribuídas aos pacientes fora devidamente instaladas nestes últimos.
- Seleccione os pacientes que o necessitam nos favoritos
- Configure as suas preferências pessoais para a apresentação das medições:
 - Escolhendo uma visualização padrão ou avançada (box plot) por exemplo (botão).
 - Selecionando os dados clínicos que pretende visualizar.
 - Escolhendo o período de visualização desejado (Mês / Semana / Dia) bem como a vista (diurna / noturna)
- Atualizar os dados numa página paciente: deslize o ecrã para baixo na aplicação ou atualize a sua página n seu browser da internet.



A pulseira Bora band® e a plataforma Bora connect® são certificados DM de classe IIA. Os nossos serviços permanecem ao seu dispor:

Consulte o nosso site support <https://doc.bora-connect.com/manuals/bora-connect/> ou contacte nosso serviço de apoio ao cliente: support@biosency.com - 0800 910 073