

# BIOSENCY

Caring anytime, anywhere



CE 2797

## Bora NGD Firmware (Network Gateway Device)

NGD\_IFU\_NL\_1.2

Maart 2025

## Inhoudsopgave

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Inleiding .....</b>                          | <b>3</b> |
| Over deze handleiding .....                     | 3        |
| Beoogd gebruik .....                            | 3        |
| <b>De terminal in gebruik nemen .....</b>       | <b>4</b> |
| <b>Kleurcode voor de indicatielampjes .....</b> | <b>5</b> |
| <b>Cyberbeveiliging .....</b>                   | <b>6</b> |
| IT-risico .....                                 | 6        |
| Internetverbinding .....                        | 6        |
| <b>Etikettering en symbolen .....</b>           | <b>7</b> |
| <b>Contactgegevens van de fabrikant .....</b>   | <b>8</b> |

## Inleiding

### Over deze handleiding

Deze handleiding is de gebruikershandleiding voor de terminal voor het ophalen van gegevens die door Biosency wordt geleverd. De Bora NGD Firmware verwijst naar de software die is ingebouwd in de terminal voor het ophalen van gegevens. Enkel de software is een medisch hulpmiddel.

De terminal mag enkel worden gebruikt in combinatie met door Biosency geleverde accessoires. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant Dusun voor meer informatie over de terminal voor het ophalen van gegevens en zijn opslag- en gebruiksomgeving.

Lees deze instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel veilig en onder optimale omstandigheden kan worden gebruikt.

### Beoogd gebruik

De terminal voor het ophalen van gegevens is ontworpen om de gegevens van patiënten die de Bora band®-apparaten dragen te verzenden naar het Bora connect®-telebewakingsplatform.

**Als u problemen ondervindt**, neem dan contact op met uw thuiszorgverlener.

## De terminal in gebruik nemen


⚠ De terminal moet worden geïnstalleerd onder de verantwoordelijkheid van uw thuiszorgverlener.

- 1 Sluit de kabel van de terminal aan op de oplaadadapter.


⚠ Gebruik hiervoor enkel de adapter die met de terminal wordt meegeleverd.

- 2 Sluit vervolgens de adapter aan op een stopcontact.

⚠ De terminal moet continu aangesloten zijn om te kunnen functioneren.



Zodra de stekker in het stopcontact zit, gaat het groene lampje van het eerste indicatielampje branden.



## Kleurcode voor de indicatielampjes

|                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vast <b>groen</b> lampje: de terminal is ingeschakeld<br>Knipperend <b>groen</b> lampje: onderhoudsmodus        |
|  | Vast <b>rood</b> lampje: geen netwerkverbinding<br>Knipperend <b>rood</b> lampje: netwerkdetectie               |
|  | Vast <b>blauw</b> lampje: verbinding met een Bora band®<br>Knipperend <b>blauw</b> lampje: gegevensuitwisseling |

Hier volgen enkele voorbeelden van combinaties van indicatielampjes:



Vast groen lampje en knipperend rood lampje: de terminal is ingeschakeld en zoekt zijn netwerk.



Vast groen lampje en vast blauw lampje: de terminal is ingeschakeld, verbonden met het internet en met een Bora band®-apparaat.



Vast groen lampje en knipperend blauw lampje: de terminal is ingeschakeld en verbonden met het internet. Er is een Bora band®-apparaat gekoppeld dat gegevens uitwisselt met de terminal.



De terminal kan verbonden zijn met het Bora band®-apparaat (vast blauw lampje) maar niet met het netwerk (vast rood lampje).

## Cyberbeveiliging

Dit hoofdstuk bevat een aantal voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen om u te beschermen tegen cyberbeveiligingsrisico's. Om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, is het sterk aangeraden de onderstaande informatie te lezen. Raadpleeg voor meer informatie deze pagina over het beheer van de veiligheid van ons platform: <https://doc.bora-connect.com/security-description-BC/en>

### IT-risico

De NGD Firmware wordt van nature blootgesteld aan aanvallen van het type “Denial of Service” (weigering van diensten) die de normale werking kunnen verhinderen. Dit heeft geen invloed op de beveiliging van uw gegevens, maar het kan wel verhinderen dat uw gegevens goed worden overgedragen. Neem onmiddellijk contact op met een vertegenwoordiger bij een vermoeden van een risico.

### Internetverbinding

De NGD Firmware communiceert via een mobiel netwerk (4G/5G), WIFI of Ethernet. Gebruik een internetverbinding die minstens beveiligd is met een WPA2-protocol om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

## Etikettering en symbolen

De symbolen die op het product of de verpakking worden gebruikt, zijn de volgende:

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Raadpleeg de gebruikershandleiding.                                                                |
|  | Er is geen alarm geactiveerd.                                                                      |
|  | CE-markering die aangeeft dat het product voldoet aan de regelgeving inzake medische hulpmiddelen. |
|  | Medisch hulpmiddel.                                                                                |
|  | Uniek identificatienummer van het hulpmiddel.                                                      |
|  | Fabrikant en productiedatum.                                                                       |
|   | Naam en adres van het geregistreerde filiaal van de Zwitserse vertegenwoordiger.                   |

De software die bij de terminal voor het ophalen van gegevens hoort, is voorzien van het onderstaande etiket. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de nieuwste versie van de software.

|                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Bora NGD Firmware                                                                       |  |  |  |                                                                        |
|  | BIOSENCY<br>13 rue Claude Chappe<br>Gebouw-A Oxygène<br>35510 CESSON-SEVIGNE, Frankrijk |  | (01)03770024064087<br>(8012)vx.y.z                                                |  | Obelis Swiss GmbH<br>Ruessenstrasse 12, 6340<br>Baar / ZG, Zwitserland |
|                                                                                   |                                                                                         |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                        |

# BIOSENCY

Caring anytime, anywhere

## Contactgegevens van de fabrikant



Biosency

13 rue Claude Chappe – Bât A Oxygène

35510 Cesson Sévigné

[support@biosency.com](mailto:support@biosency.com)